



obuwie  
na stopy  
cukrzycowe  
i reumatoidalne

**JULEX** <sup>Orto</sup>®

- **profilaktyczne** – oznaczone symbolem **P**, dla osób z niewielkimi zniekształceniami. Obuwie obszerne o dużej tęgłości, pozwalającej na zastosowanie wkładki o grubości do 5 mm, z wysokim i szerokim czubkiem. Wierzchy i podszewki z bardzo miękkich skór naturalnych, także ze skór elastycznych. Konstrukcja wierzchu i cholewki z uwzględnieniem miejsc wrażliwych stopy, takich jak: staw palucha, staw 5 palca, podbicie, przegub, pięta, kostka przyśrodkowa i boczna. Zapięcia ułatwiające wzuwanie. Podeszwy z poliuretanu, elastyczne, zginające się na linii stawów śródstopnopaliczkowych. Obcas klinowy o wysokości nie przekraczającej 3 cm.



2003



2004



2005



- **ortopedyczne** – oznaczone symbolem **DR**, dla osób z wyraźnymi zmianami strukturalnymi stopy, nadmiernymi naciskami punktowymi i bolesnością stóp. Wymiary wnętrza obuwia obszerne, dostosowane do wymiarów zdeformowanych i spuchniętych stóp z uwzględnieniem możliwości zastosowania wkładek o grubości do 10 mm. Wierzchy z bardzo miękkiej skóry naturalnej, podszewki z materiałów włókienniczych, przepuszczające parę wodną, o właściwościach antybakteryjnych. Konstrukcja spodu pozwalająca na znaczną redukcję nacisków na podeszwowej stronie stopy, spody sztywne, nie zginające się na linii stawów śródstopnopaliczkowych, z uniesionym czubkiem i podciętą częścią piętową, elementami ułatwiającymi przekolebanie podczas chodu.

W TROSCE  
O TWOJE STOPY

www.julex-ortopedia.pl



2010 



2011 



2112 



2111 



2005 



2006 



2113 



2012 

- **pooperacyjne** i **lecnicze** oznaczone symbolem **OP** – dla osób po zabiegach operacyjnych stóp, z owrzodzeniami w obrębie stóp. Możliwość odciążenia przodostopia lub śródstopia. Regulowane zapięcia dostosowane do objętości opatrunków.



Obuwie odciążające przodostopie



Obuwie odciążające przodostopie i śródstopie

Miękkie, przyjazne dla stopy, materiały, o właściwościach bakterio- i grzybobójczych, gładkie wnętrza butów, chroniące przed otarciami czy zranieniami, z zapięciami ułatwiającymi wkładanie obuwia, dostosowane są do potrzeb osób borykających się z cukrzycą czy reumatoidalnym zapaleniem stawów.

#### Producent:

GRUPA JULEX – 43-391 Mazańcowice 289, [www.julex.pl](http://www.julex.pl)

#### **Sklepy ortopedyczne JULEX, w których można kupić obuwie:**

ul. Żywiecka 94  
43-300 Bielsko-Biała  
tel. 33 496 43 54

Mazańcowice 289  
43-391 Mazańcowice  
tel. 33 815 84 59

ul. Sanatoryjna 7  
43-450 Ustroń  
tel. 728 840 882