

Deklaracja zgodności UE

Modele: Rosato Clog – obuwie na sale operacyjne

Julex & Spółka EMM Pichur Sp. J. - 43-391 MAZAŃCOWICE 289

deklaruje odpowiedzialność za następujące produkty:

Rosato Clog – obuwie na sale operacyjne

opisane poniżej w sposób zgodny z przepisami Rozporządzenia MG z 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej.

Producent:	LA ROCCA S.A.S. DI ROSATO EDOARDO E DEMIS
Importer:	JULEX & Spółka E.M.M. Pichur Sp. J. 43-391 Mazańcowice 289
Pełna nazwa:	Obuwie operacyjne Rosato Clog
Model:	Rosato Clog kod: RC-40, RC-30, RC-20, RC-10
Rozmiary:	34/35, 36/37, 38/39, 40/41, 42/43, 44/45, 46/47 w numeracji francuskiej
Znak zgodności:	CE kategoria II
Materiały:	Cholewka – SEBS wyjąłowany materiał termoplastyczny Podeszwa – SEBS wyjąłowany materiał termoplastyczny Pasek – SEBS wyjąłowany materiał termoplastyczny



Oświadczamy, że wymienione produkty:

- są zgodne z normą **PN EN ISO 20347:2012** Środki ochrony indywidualnej obuwie zawodowe : **OB – E, A, SRC***
- spełniają przepisy Rozporządzenia MG z 21 grudnia 2005r. oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/425.
- spełniają wymagania normy dot. sterylizacji: prEN 13832:1:2004
- spełniają wymagania Dyrektywy Medycznej 93/42
- są identyczne ze ŚOI będącym przedmiotem certyfikatu oceny typu WE nr **802191101/OI**,
Z dnia 12.03.2019 wydanego przez: RICOTEST Wspólnotowy nr identyfikacyjny jednostki notyfikowanej: 0498

Termin przydatności: zaleca się aby nie przechowywać obuwia dłużej niż 12 miesięcy od zakupu do rozpoczęcia użytkowania.

Przechowywanie:

Należy przechowywać w pomieszczeniach o wilgotności 45-65% zabezpieczone przed zamoczeniem, zabrudzeniem i bezpośrednim promieniowaniem światła słonecznego z dala od źródeł ciepła.

UWAGA! PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM NALEŻY PRZETRZEĆ SPÓD OBUWIA

Obuwie powinno być czyszczone w autoklawach I sterylizowane w temp 134°C przez 70 min - obuwie nie może dotknąć ścian sterylizatora. Możliwe są niewielkie zmiany w kolorze spowodowane fotosynteza albo przez zbyt kwaśne detergenty.

Zaleca się pranie w myjkach automatycznych w temperaturze 65*-90 stopni C w środkach o odczynie obojętnym

*temperatura zalecana

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z INSTRUKCJĄ UŻYTKOWANIA OBUWIA



JULEX & Spółka E.M.M. Pichur Sp. J.
43-391 Mazańcowice 289, Poland

tel. +48 33 815 52 59
tel. +48 33 815 54 77
fax wew. 20, 21

Dyrektor ds. Handlowych
Maciej Pichur 24.05.2019